

DESINFECT'AIR ET SURFACES

AÉROSOL DÉSINFECTANT PUISSANT ET DÉSODORISANT



**Grand
format**

► Désinfectant de contact des surfaces et des tissus (mobilier, appareils, tables d'examen, chariots, poignées, matelas, rideaux, literies, couvertures, chaussures).

► S'utilise aussi en pulvérisation dans l'atmosphère pour laisser une agréable fraîcheur mentholée.

► Excellent pouvoir de désodorisation : stoppe la source du développement des microorganismes.

► Pulvérisation sèche sans retombées.

► Agréable odeur de menthe.

LIEUX D'UTILISATION

Ecoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malade, cabinets médicaux, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite, ...) : après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, cuisines, ...

Chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, plans de travail et des transports des denrées alimentaires.

NORMES MICROBIOLOGIQUES

Normes de désinfection en conditions de saleté à 20°C :

Bactéricide : EN 1276 et EN13697 en 5 min.

Levuricide : EN13697 en 15 min.

Fongicide : EN1650 et EN13697 en 15 min.

Actif sur *vaccinia virus* (virus enveloppé) selon EN14476 en 15 min à 20°C (conditions de saletés).

MODE D'EMPLOI

Pour la décontamination des surfaces, pulvériser uniformément à 20 cm du support sur une surface préalablement nettoyée. Etaler à l'aide d'un chiffon, laisser agir 15 mn. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, un rinçage soigneux à l'eau potable est obligatoire.

Pour l'assainissement de l'atmosphère, pulvériser 20 secondes par tranche de 100 m³ en veillant à bien répartir le produit par un déplacement physique dans la pièce lors de la pulvérisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi (AE).

Aspect : liquide fluide incolore.

Odeur : menthe.

Gaz propulseur : butane/ propane.

Volume net : 750 ml.

Substances actives : Éthanol (CAS n° 64-17-5) à 37.94% (m/m) et Chlorure de didécylidiméthylammonium, CAS n°7173-51-5 à 0,27% (m/m). Usage Biocide : TP2.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : lunettes.

FT1020005861333 – 0420 DESINFECT'AIR ET SURFACES MENTHE 750 ML AERO

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS