

## SACS HYDROSOLUBLES x 50

### • DECHETS

**Pour la Collecte, le Transport et le Lavage du linge contaminé** Pour conditionner le linge souillé ou contaminé en provenance des patients infectés et ou porteurs de parasites.

- Pour lutter efficacement contre les infections nosocomiales, les pandémies,
- Le ramassage du linge à risque dans des sacs hydrosolubles ou à ouverture soluble protège efficacement le personnel.
- Sacs 100% solubles dans l'eau chaude à partir de 55-60°C.
- Lien de fermeture soluble à l'eau froide.
- Se dissout au premier cycle de lavage et libère le linge.
- Dimensions 500 x 500 mm.
- Entièrement hydrosolubles et biodégradables.

Le sac crée une barrière physique entre le textile infesté et le linge sain, le transport et le nettoyage des tissus contaminés sont ainsi plus sûrs.

Sacs et liens de couleur rouge.

Idéal pour tout linge infesté ou souillé. Les sacs sont étanches aux insectes et aux bactéries, et retiennent les odeurs.

### Mode d'emploi

Placer le textile dans le sac, ne pas toucher le sac avec du linge humide, le linge humide doit être placé dans le linge sec.

Fermer le sac en faisant une seule boucle avec le lien fourni. Ne pas nouer le sac.

Pour le transfert en blanchisserie, placer le sac hydrosoluble dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène.

Placer le sac hydrosoluble dans le lave-linge et choisir un programme à 60°C minimum pour éliminer toutes les punaises de lit.

### Caractéristiques

Couleur : Translucide.

Longueur en mm : 500.

Hauteur en mm : 500.

Épaisseur : 25µ.

A utiliser maximum 12 mois après ouverture, stockage hors humidité et à température ambiante.

Réf 1020003051555

